

DEKA
Innate Ability

EL NUEVO **SISTEMA PRO**

onda
PRO

Tecnología de precisión- GigaWave PGW Más allá de Coolwaves

La evolución en el contorno facial
y corporal no invasivo

ONDA PRO destaca en **Estética, Dermatología y Cirugía Plástica**



ONDA PRO

EXCELENCIA EN EVOLUCIÓN

CONTORNO FACIAL Y
CORPORAL

TENSADO CUTÁNEO

REDUCCIÓN DE GRASA

CELULITIS



Principios clave

Tras el éxito de la Plataforma ONDA, DEKA ha diseñado una pieza de mano específica, introduciendo una nueva solución: PGW (Precision-GigaWave Technology), que permite trabajar de forma aún más precisa y selectiva.

Una nueva pieza de mano mejora el rendimiento de ONDA PRO: POCKET, caracterizada por una profundidad de acción especial que efectúa un tensado y un lifting específicos. También reduce la grasa submentoniana.

ONDA PRO es la nueva y única tecnología revolucionaria para la remodelación y redefinición facial y corporal.

La triple acción de ONDA PRO:

Lifting


Gracias a su tecnología patentada PGW Technology, las ondas Coolwaves de ONDA PRO son aún más selectivas y producen un fuerte efecto de estiramiento, creando así un potente efecto lifting

Tensado

La acción profunda en la dermis produce una contracción inmediata de las fibras de colágeno y la producción de nuevo colágeno hace que los tejidos se vuelvan compactos y tonificados

Celulitis y reducción de grasa

Las ondas Coolwaves y la tecnología PWG destruyen profundamente las membranas de las células grasas subcutáneas. El resultado es una precisa remodelación





LOS FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS

Pieza de mano Pocket:

Diseño ergonómico para optimizar la eficacia en zonas pequeñas



Completamente preciso

Las piezas de mano están específicamente diseñadas para emitir ondas **Coolwaves®** de forma controlada. Gracias a la novedosa tecnología PGW, la energía se concentra solo donde es necesaria (en función de la diferente profundidad de acción de la pieza de mano) y el **tejido circundante queda totalmente preservado**.

Diferentes profundidades de penetración para diferentes indicaciones de uso

Las tres piezas de mano, **Deep, Shallow y Pocket** difieren en su profundidad de acción. Cada una está diseñada para **áreas y aplicaciones diferentes**.



Pocket*

Lo mejor para el **Reafirmación | Lifting submentoniano**



Shallow*

Lo mejor para la **Celulitis | Tensado de la piel | Reducción de adiposidad localizada**



Deep*

Lo mejor para la **Adiposidad localizada en grandes áreas**

Sistema inteligente de enfriamiento integrado

Un sistema de enfriamiento de la piel por contacto está integrado en las piezas de mano y contrarresta el calor inducido por las microondas. **Se preserva la dermis superficial, lo que garantiza la total comodidad del paciente** y minimiza los efectos secundarios y la inflamación.


*Todas las piezas de mano son opcionales



LOS FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS

Tecnología PGW y mecanismo de acción

La energía de las microondas llega al objetivo: la energía se confina ahora con mayor precisión, causando efectos diferentes en zonas seleccionadas a distintas profundidades de penetración.







Resultados clínicos



Cortesía de
Neoasia (*Singapur*)



Cortesía de
Prof. Dra. Paolo Bonan
Dermatóloga (Italia)



Cortesía de
Dra. Michela Troiano
Dermatóloga (Italia)



Cortesía de
Dra. Joseph SeokBae Seo
Dermatóloga (Corea del Sur)



La tecnología Coolwaves y PGW son la última frontera de la estética

Las ondas Coolwaves se presentaron en 2018 como la primera tecnología del mundo que utiliza microondas especiales y seguras para el tratamiento de adiposidades localizadas, celulitis y laxitud cutánea en todo el cuerpo, en particular en abdomen, muslos y caderas: disuelven la grasa, tensan y contornean la piel, reafirmando los tejidos.



Gracias a la eficacia de la novedosa PGW (Precision-GigaWave Technology) las microondas son el tratamiento más solicitado por los famosos en Estados Unidos.



Testimonio de profesionales

“Tengo más de 25 años de experiencia en el uso de sistemas de radiofrecuencia y otros dispositivos basados en la energía, pero hace poco que descubrí ONDA PRO y me han impresionado los resultados de sus ondas coolwaves en el rostro. Tuve la intuición de que los microondas eran un punto de inflexión en el mercado de los rostros y acerté. Utilizo ONDA PRO para el lifting, el tensado y también para reducir la grasa y obtengo resultados increíbles. La razón de su eficacia es la correcta profundidad de acción: con ONDA PRO tenemos la posibilidad de utilizar piezas de mano con diferentes profundidades de acción (3mm y 7mm) en función del tipo de tratamiento (más acción sobre la dermis o sobre la grasa). El resultado es un efecto lifting completo, luminosidad y tersura de la piel del rostro sin tiempo de inactividad y con molestias mínimas o tolerables”.

Dr. Joseph SeokBae Seo, M.D.
Dermatólogo (Corea del Sur)

“Onda PRO es una nueva plataforma que, partiendo de su histórica aplicación en el modelado corporal, ahora podemos aplicar a la piel del rostro. También es muy eficaz para la piel caída y flácida porque podemos explotar este tipo de energía, las microondas especiales, no solo en la grasa de la cara sino también interactuando con el colágeno, por lo que podemos personalizar esta aplicación utilizando diferentes piezas de mano: el de 3mm (Pocket) y el de 7mm (el más grande para el tejido graso del rostro), de manera que incluso podemos adaptar este tipo de herramienta para cualquier tipo de indicación que tengamos: cara más grande, piel flácida, tensado, lifting real. Gracias a este tipo de energía prácticamente no tenemos efectos secundarios: es totalmente indoloro, solo una modesta sensación de quemazón y no tenemos ningún tipo de eritema o hinchazón. Podemos resolver varios problemas: Hemos reducido nuestra cirugía al menos en un 50% de los casos porque podemos conseguir liftings maravillosos en el rostro (gran interacción con la laxitud y las fibras de colágeno).

Una de las características de esta energía, en comparación con la RF, es la lesión térmica prolongada del tejido: se obtienen grandes resultados incluso en la zona contigua (es decir, el párpado inferior y la línea de la mandíbula), ya que se ven afectados por la difusión térmica. Esto hace que este procedimiento sea único en el mercado, ya que no disponemos de ninguna otra herramienta capaz de lograr este tipo de resultado. En conclusión podemos decir que ONDA PRO, en la aplicación particular en el rostro, puede ser considerado un procedimiento icónico en el campo cosmético, y en el proceso de tensado y lifting del rostro. Obtenemos resultados excelentes sin utilizar consumibles”.

Prof. Paolo Bonan, M.D. - Dermatólogo
Florencia, Italia

ONDA PRO ES SOSTENIBLE

Los sistemas y dispositivos DEKA están diseñados y ensamblados para alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad y hacer que nuestra cadena de suministro sea trazable, transparente y fiable. Nos ajustamos a las normas medioambientales para nosotros mismos y nuestros proveedores

LA COMBINACIÓN PERFECTA

Puntos fuertes de ONDA PRO

- Las Coolwaves de ONDA PRO son más selectivas y eficaces gracias a la novedosa **tecnología PGW**
- **Las ondas Coolwaves** son los primeros tratamientos noinvasivos tratamiento reductor y remodelador de la grasa
- Apto **para todo tipo de pieles**
- **Sin tiempo de inactividad social ni hematomas**
- **Una experiencia fantástica**
No duele como los tratamientos quirúrgicos invasivos y dolorosos
- **Triple acción selectiva** basada en diferentes profundidades de acción de piezas de mano
- Se enfoca en la **seguridad y la eficacia**
- **Sin materiales desechables innecesarios**

 **Solo para usuarios de DEKA:**
un gran apoyo en la consulta médica

DEKA Club

**NUEVO software GUI
fácil de usar**

**Piezas de mano ergonómicas
(POCKET, SHALLOW, DEEP)**



Luces LED

COOLWAVES®

TECNOLOGÍA PGW

Especificaciones técnicas

ONDA PRO	
Fuente	Microondas - Coolwaves® (Tecnología PGW)
Frecuencia	2.45 GHz
Potencia	Hasta 200 W
Piezas de mano inteligentes	Deep - Shallow - Pocket
Enfriamiento de la pieza de mano	Enfriamiento integrado patentado
Control de emisiones	Interruptor de dedo
Base de datos	Tutorial integrado con protocolos de tratamiento
Dimensiones y peso	110 (Al) cm x 40 (An) x 70 (Pr) cm 60 Kg
Requisitos eléctricos	100-240 Vca - 50/60 Hz - 1500 VA

Este folleto no está destinado al mercado estadounidense.



Sello del distribuidor



DEKA M.E.L.A. s.r.l.
Via Baldanzese, 17 - 50041 Calenzano (FI) - Italia
Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884

Habilidad innata DEKA

Una filial de El.En. Group, DEKA es líder mundial en el diseño y la fabricación de láseres y fuentes de luz para aplicaciones médicas. DEKA comercializa sus dispositivos en más de 120 países a través de una extensa red de distribuidores internacionales, así como de oficinas directas en Italia, Francia, Japón y EE.UU. La excelencia es el sello distintivo de la experiencia y el reconocimiento cosechados por DEKA en el ámbito de la I+D en más de treinta años de actividad. La calidad, la innovación y la excelencia tecnológica sitúan a DEKA y sus productos en una posición única y distinguida en el ámbito mundial. DEKA fabrica dispositivos láser de conformidad con las especificaciones de la Directiva 93/42/CEE y su sistema de garantía de calidad se ajusta a las normas ISO 9001 e ISO 13485.